



Cylinder, Graduated, Double Metric, Low Form, 100 mL

Kat. číslo produktu: 2928402
CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Datum odeslání neuvedeno

These graduated cylinders feature two sets of graduations for reading either up or down, and two pouring lips Calibrated "to deliver"

Technické údaje

Certifikace:	Class A
Kapacita:	100 mL
Materiál skříně:	Polycarbonate
Metoda měření:	To Deliver
Obsah balení:	1 each
Typ:	S dvojitou stupnicí
Výška:	150 mm