



Stojan na zkumavky pro MPN, polyethylenový, 20 mm (vnější průměr), 40 otvorů

Kat. číslo produktu: 2497902
CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Datum odeslání neuvedeno

Stojan s 40 pozicemi je vyroben ze speciální směsi polypropylenu, která se ve vodě ponoří, takže ponořené stojany neplavou. Drží zkumavky pro MPN. Stohovatelné a sterilizovatelné v autoklávu. Celkové rozměry: 24,6 x 10,7 x 6,4 cm (9,7 x 4,2 x 2,5").

Technické údaje

Obsah balení:	1 každá
Otvory testovací zkumavky:	40
Průměr:	20 mm
Uspořádání testovací zkumavky:	4 x 10