



Be Right™



Reagencie Chemkey pro stanovení celkového chloru (balení po 300 kusech)

Kat. číslo produktu:

8499400

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dodání do 2 týdnů

Reagencie Chemkey pro stanovení celkového chloru, rozsah 0,04 - 10 mg/L Cl_2 . Pro přenosný paralelní analyzátor SL1000 (PPA). 12 krabic po 25 ks (celkem 300 testů).

Technické údaje

Číslo metody:	10260
Obsah balení:	300 ks
Parametr:	Celkový chlor
Platforma:	Chemkeys
Přístroj:	SL1000
Rozsah měření:	0,04 - 10 mg/L Cl_2