



Be Right™



Reagencie Chemkey pro stanovení orthofosforečnanů, vysoký rozsah (balení po 25 kusech)

Kat. číslo produktu: 8636500
CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

Reagencie Chemkey pro stanovení orthofosforečnanů, vysoký rozsah 2,0 - 30,0 mg/L PO₄. Pro přenosný paralelní analyzátor SL1000 (PPA).

Technické údaje

Obsah balení:	25 ks
Parametr:	Orthofosforečnany
Platforma:	Chemkeys
Rozsah měření:	2,0 - 30,0 mg/L PO ₄