



Sada pro stanovení orthofosforečnanů (reaktivního fosforu), model PO-19

Kat. číslo produktu:

224800

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Datum odeslání neuvedeno



Metoda/Reagencie: Diskový komparátor/Kyselina askorbová. Rozsah (mg/L): 0-1, nejmenší přírůstek - 0,02. Rozsah (mg/L): 0-5, nejmenší přírůstek - 0,1. Rozsah (mg/L): 0-50, nejmenší přírůstek - 1. Přibližný počet stanovení: 100. Styl kufříku: modrý polypropylenový přepravní kufřík 12 x 7,25 x 6 palců.

U vzorků čisté vody výsledky již za méně než 5 minut

Používá jednoduchý diskový komparátor pro přesná měření

Model PO-19A obsahuje filtrační zařízení pro zakalené vzorky

Technické údaje

Metoda:	Diskový komparátor/kyselina askorbová
Parameter:	Phosphorus
Parametr:	Orthofosforečnany (reaktivní fosfor) – jako PO_4^{3-}
Platforma:	Barevný disk
Počet testů:	100
Přepravní hmotnost:	3,1
Přístroj:	PO-19
Rozsah měření:	0-0,8 mg/L PO_4
Rozsah měření (2):	0-4 mg/L PO_4
Rozsah měření (3):	0-40 mg/L PO_4
Smallest increment:	0,02
	0,10
	1
Standardní rozsah měření:	0 - 0.8 mg/L PO_4 ; 0 - 4 mg/L PO_4 ; 0 - 40 mg/L PO_4
Styl kufříku:	R
Typ testovací soupravy:	PO-19