



Reagencie Chemkey pro volný chlor (balení po 300 kusech)

Kat. číslo produktu:	8499300
CZK Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Dostupné	

Reagencie Chemkey pro stanovení volného chloru, rozsah 0,04 - 4,00 mg/L Cl₂. Pro přenosný paralelní analyzátor SL1000 (PPA). 12 krabic po 25 ks (celkem 300 testů).

Technické údaje

Číslo metody:	10260
Obsah balení:	300 ks
Parametr:	Volný chlor
Platforma:	Chemkeys
Rozsah měření:	0,04 - 4,00 mg/L Cl ₂